

Xtrata- Perme-Roll

Dank Stratagel TM technology
eine einzigartige, dermatologische Folie für
normale, empfindliche, allergische, geschädigte
Hautverhältnisse


Folienverband mit Stratagel




- Wasserdichter, atmungsaktiver, transparenter Folienverband
- Schutz des Stratum Corneum durch Stratagel
- Hoher MVTR

Vergleich Haftung und Ablösung Folienverband

Konv. Film mit Polyacrylat - Kleber




Standard adhesive passen sich nur bedingt an die Hautkonturen an.



Die Haftfläche ist satt an die Hautkontur angepasst wodurch sich die Haftkraft verstärkt.


Xtrata Film – STRATAGEL (Lipogel)

Direkt nach der Applikation



STRATAGEL – sofortige hohe Anpassfähigkeit. Schmiegt sich ideal den Konturen der Hautoberfläche an.

Nach 1–2 h



Geringe Veränderung von Haftkraft und Auflagefläche. Kaum Verlust von Stratum Corneum beim Ablösen

Stratagel schont Stratum Corneum




Herkömmliches Produkt




Xtrata



Beim Ablösen der Folie Schädigung der hauteigenen Hornschicht durch konventionellen Acrylatkleber



Beim Ablösen der Folie geringe Ablösung des Stratum Corneum durch LipoGel - Technologie



Einsatz bei Unterdruck-/ Vakuumtherapien

agentur scherrerer gmbh



Einfache Applikation:
auch an schwierig zu
versorgenden Stellen





Wasserdicht,
daher geeignet
als Abdeckung
zum Duschen
und Baden

EIGENSCHAFTEN

Infektionsschutz

- Bildet Barriere für Keime und Bakterien
- Wunde kann ohne Verbandwechsel beobachtet werden.

Hoher MVTR

- Abdampfung / Transpiration möglich
- keine Flüssigkeitsansammlung zwischen Folie und Haut

Dermatologisch getestet

- Latexfrei
- Hypoallergen, da kein Acrylatkleber sondern Lipogel Hafttechnologie